



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Martin Arm Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Martin Arm Retraktör

SKU RM-MAR-1

\$799 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Konnektör / Klemp	L-Tipi Çubuğu yerinde tutup kilitlerken ameliyat masası yan rayına güvenli bir şekilde kenetlenir
1	L-Tipi Çubuk	Ana dikey ve yatay yapısal destek çerçevesi olarak görev yapmak üzere klempe yerleştirilir
1	Artikülasyon Kolu	Cerrahi alan üzerindeki retractor aletleri için çok eksenli hareket ve kilitli konumlandırma sağlamak üzere L-Tipi Çubuğa bağlanır

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Martin Arm Retraktör, asistan yorgunluğunu ortadan kaldırmak ve açık veya laparoskopik girişimler sırasında enstrüman stabilitesini garanti altına almak için tasarlanmış vazgeçilmez bir mekanik tutucu cihazdır. Doğrudan standart ameliyat masası yan raylarına sabitlenen bu rijit platform; ağır doku retractorları, endoskoplar ve optik kamera kafaları için güvenilir bir statik tutucu kol görevi görür.

Kusursuz çok eksenli konumlandırma için üretilen Martin Arm Retraktör, universal masa ray klempe, ağır hizmet tipi dikey ve yatay L-şekilli destek çubuğu ve gelişmiş bir artikülasyon kolu içerir. Birden fazla kilitlenebilir eklem üzerindeki 360 derecelik rotasyon esnekliği sayesinde cerrah, retractor uçlarını veya tanısal optikleri herhangi bir hassas açıda konumlandırabilir ve ergonomik merkezi sıkma kolunu kullanarak güvenli bir şekilde sabitleyebilir.

Manyetik olmayan, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten parlamayı azaltan saten finiş ile üretilen Retractor Maker, Martin Arm Retraktörü steril olmayan şekilde ve koruyucu saklama kutusu içinde tam otoklavlanabilir olarak sunarak dünya çapındaki cerrahi tesislere klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest