



製品パンフレット

Parker Retractor- Set Of Two (2本セット)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Parker Retractor- Set Of Two (2本セッ ト)

SKU RM-PR-SET-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64

製品詳細

Parker Retractor- Set Of Twoは、一般外科、整形外科、形成外科の手術において、安全で低侵襲な創縁の変位と軟部組織の挙上を実現するために特別に設計された必須のペアセットです。中央ハンドルの両端にC字型の湾曲ブレードを備えたこの開創器は、器具を持ち替えることなく、外科チームが異なる組織深度の間をスムーズに移行することを可能にします。

汎用性の高い臨床的有用性を考慮して設計されたこのParker Retractor- Set Of Twoは、5 inches (12.7 cm, \$44)、5 1/2 inches (13.97 cm, \$49)、6 inches (15.24 cm, \$54)、7 inches (17.78 cm, \$59)、7 1/4 inches (18.42 cm, \$64)の5種類のサイズ展開で、均一な両端デザインを維持しています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、両方の作業端には滑らかで丸みを帯びたブレードリップが組み込まれており、局所的な圧挫外傷を引き起こすことなく、皮膚端、皮下脂肪、筋肉層をきれいに保持します。頑丈なフラットハンドルは、術者に安定した滑りにくい手動コントロールを提供します。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のParker Retractor- Set Of Twoは、繰り返しの病院の滅菌サイクルに耐えるように製造されており、世界中の手術室、外傷センター、外来手術クリニック向けに、高い耐食性、強固な構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を備えています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest