



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Set de Separador Image-Line ACF con Sistema de
Distracción y Liberación Rápida

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Set de Separador Image-Line ACF con Sistema de Distracción y Liberación Rápida

SKU RM-ILACF-QR-1

\$4,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Medidor de profundidad	Codificado por colores
2	Mango con resorte	Mecanismo de liberación rápida
1	Marco longitudinal	Estándar de liberación rápida
1	Marco longitudinal (Panther Coated)	Superficie con absorción de reflejos
1	Marco transversal	Estándar de liberación rápida
1	Marco transversal (Panther Ceramic)	Recubrimiento cerámico no reflectante
2	Valva roma	30 mm, plata
2	Valva roma	35 mm, azul
2	Valva roma	40 mm, rojo
2	Valva roma	45 mm, verde
2	Valva roma	50 mm, violeta
2	Valva roma	55 mm, negro
2	Valva roma	60 mm, oro
2	Valva roma	65 mm, azul marino

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Valva roma	70 mm, verde claro
2	Valva roma	75 mm, naranja
1	Valva, dientes cortos	30 mm, plata
1	Valva, dientes cortos	35 mm, azul
1	Valva, dientes cortos	40 mm, rojo
1	Valva, dientes cortos	45 mm, verde
1	Valva, dientes cortos	50 mm, violeta
1	Valva, dientes cortos	55 mm, negro
1	Valva, dientes cortos	60 mm, oro
1	Valva, dientes cortos	65 mm, azul marino
1	Valva, dientes largos	30 mm, plata
1	Valva, dientes largos	35 mm, azul
1	Valva, dientes largos	40 mm, rojo
1	Valva, dientes largos	45 mm, verde
1	Valva, dientes largos	50 mm, violeta
1	Valva, dientes largos	55 mm, negro
1	Valva, dientes largos	60 mm, oro
1	Valva, dientes largos	65 mm, azul marino
2	Micro-valva, roma	14 × 35 mm, azul
2	Micro-valva, roma	14 × 40 mm, rojo
2	Micro-valva, roma	14 × 45 mm, verde
2	Micro-valva, roma	14 × 50 mm, violeta
2	Micro-valva, roma	14 × 55 mm, negro
2	Micro-valva, roma	14 × 60 mm, oro
2	Micro-valva, dientes cortos	14 × 35 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 × 40 mm

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Micro-valva, dientes cortos	14 × 45 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 × 50 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 × 55 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 × 60 mm
1	Broca helicoidal CVB	8 mm de profundidad, 5¾" de longitud
1	Guía de broca distractora CVB, izquierda	Estándar
1	Guía de broca distractora CVB, derecha	Estándar
1	Distractor de cuerpo vertebral, izquierdo	Cremallera de 100 mm
1	Distractor de cuerpo vertebral, derecho	Cremallera de 100 mm
2	Destornillador CVB, mango de silicona	Estándar
1	Distractor multinivel, izquierdo	Cremallera de 120 mm, extensión de 90 mm
1	Distractor multinivel, derecho	Cremallera de 120 mm, extensión de 90 mm
1	Porta-injertos óseos	Punta de 8 × 15 mm, longitud de 210 mm
1	Impactador de injerto óseo	3 mm
1	Impactador de injerto óseo	5 mm
1	Impactador de injerto óseo	8 mm
1	Cortador de injertos	Profundidad ajustable 8.75", 7 mm de ancho
1	Calibrador ACF	9"
1	Caja de esterilización	Caja organizadora de alta resistencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Set de Separador Image-Line ACF con Sistema de Distracción y Liberación Rápida es una plataforma de instrumentación espinal avanzada diseñada para optimizar la exposición cervical, la distracción intersomática y la inserción de injertos óseos durante procedimientos de fusión cervical anterior (ACDF). Al integrar bloqueos mecánicos de marco de liberación rápida especializados y mangos con resorte, este sistema permite al personal de enfermería quirúrgica y a los cirujanos de columna intercambiar valvas y ajustar la tensión de forma instantánea sin interrumpir el corredor estéril.

Diseñado para reconstrucciones exigentes de la columna cervical, el Set de Separador Image-Line ACF con Sistema de Distracción y Liberación Rápida cuenta con cuatro marcos independientes, que incluyen configuraciones longitudinales y transversales estándar y Panther Coated/Cerámica con absorción de reflejos. El

set incluye un medidor de profundidad codificado por colores, 56 valvas de separación (tejido romo, dientes cortos, dientes largos y perfiles micro), distractores de cremallera de 100 mm y 120 mm izquierdo y derecho, un sistema de broca/destornillador CVB, un porta-injertos óseos, tres impactadores (3 mm, 5 mm, 8 mm), un cortador de injertos ajustable y un calibrador de 9 pulgadas.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), recubrimientos cerámicos Panther de alta durabilidad y silicona autoclavable, Retractor Maker suministra el Set de Separador Image-Line ACF con Sistema de Distracción y Liberación Rápida no estéril y totalmente autoclavable dentro de una caja de esterilización de alta resistencia, proporcionando una longevidad excepcional en el quirófano y precisión quirúrgica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest