



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hargis 内側下顎枝レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hargis 内側下顎枝レトラクター

SKU RM-HMRR-1

\$59 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
左面向 — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
右側向き — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59

製品詳細

Hargis 内側下顎枝レトラクターは、下顎上行枝の内面に安全かつ妨げのないアクセスを提供するために特別に設計された顎矯正外科用レトラクターです。この器具は、下顎枝皮質と内側翼突筋の間に穏やかに滑り込むように設計されており、水平骨切り術の際に下顎孔上方にある下歯槽神経、動脈、および静脈を保護します。

両側の外科的アプローチに対応するため、Hargis 内側下顎枝レトラクターは全長 7 ¾ inches (19.7 cm, \$59) の固定フレームワークを提供します。この器具は、メニューレイアウトから選択可能な2つの鏡像解剖学的形状（左向きバリエーションおよび右向きバリエーション）で製造されています。湾曲した非外傷性のブレード先端は、下顎枝の後縁および内縁にぴったりとフィットし、軟組織の滑りを防ぎながら、助手の手を術野の視線外に安全に保ちます。

Retractor Maker は、反射防止サテンマット仕上げを施したプレミアム外科用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からこの Hargis 内側下顎枝レトラクターを鍛造しています。病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の口腔外科、顎顔面外科、および顔面再建外科の医師に優れた耐久性、耐食性、および臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest