



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Heiss Wound Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Heiss Wound Retractor

SKU RM-HWR-1

\$94 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
5×5 Zinken-Anordnung — 10×10 mm oder 15×10 mm (Scharf / Stumpf)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 Zinken-Schema — 10×10 mm oder 15×10 mm (Scharf / Stumpf)	RM-HWR-1-2	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Heiss Wound Retractor ist ein unverzichtbarer kleinchirurgischer Retraktor, der speziell für die zuverlässige, händefreie Wundrandtrennung und stabile Gewebeexposition bei oberflächlichen chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Durch das Fixieren gegenüberliegender Geweberänder mit fein kalibrierten, mehrzinkigen Valven entlastet dieses Instrument die Operationsassistenten und hält gleichzeitig ein klares, statisches Sichtfeld an anspruchsvollen OP-Stellen aufrecht.

Konzipiert für den mikroanatomischen Zugang, bewahrt der Heiss Wound Retractor einen kompakten Rahmen von 10.8 cm Länge und bietet gleichzeitig umfassende Anpassungsmöglichkeiten. Chirurgen können den Retraktor entweder mit einem 5×5-Zinkenmuster (\$94) oder einem dichten 6×6-Zinkenmuster (\$99) konfigurieren, wahlweise mit spitzen Zinken für sicheren Halt in fibrösem Gewebe oder stumpfen Zinken zur Vermeidung lokaler Weichteiltraumata. Erhältlich in Arbeitstiefen von 10.0 mm × 10.0 mm und 15.0 mm × 10.0 mm, ermöglicht die präzise mechanische Rändelschraube eine sanfte, mikro-inkrementelle Armspreizung, die unter Gegenzug ohne versehentliches Verrutschen arretiert bleibt.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Heiss Wound Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält und Kliniken für Plastische Chirurgie, Handchirurgie und Allgemeinchirurgie langlebige klinische Präzision bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest