



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator”

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator”

SKU RM-TNR-9IN-1

\$159 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator”	Общая длина 9” (22.86 cm), ультразвуковое изогнутое лезвие, плоская ручка	\$159
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$159

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Узкий ретрактор Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator” — это передовой инструмент для эстетической пластической хирургии, специально разработанный для безопасной, обширной элевации мягких тканей и обеспечения точного визуального обзора во время глубокого лифтинга шеи, платизмопластики и субментопластики. Благодаря ультразвуковому изогнутому профилю лезвия, этот инструмент позволяет хирургу аккуратно работать в узких подбородочных туннелях, приподнимая платизму и шейный кожный лоскут без сдавливания краевой нижнечелюстной или шейной ветвей лицевого нерва.

Данная конфигурация Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator” с общей длиной 9 дюймов (22.86 cm, \$159) создана для деликатного ручного контроля в глубоких пространствах шеи. Изготовленное вручную из немецкой нержавеющей стали премиум-класса для операционных, лезвие с плавными контурами атравматично удерживает тканевые лоскуты, предотвращая локальную деваскуляризацию дермы. Сбалансированная эргономичная рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный захват, снижая утомляемость рук во время длительных процедур омоложения лица.

Ретрактор Retractor Maker выполнен с антибликовым сатиновым матовым покрытием и выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая исключительную механическую стабильность,

коррозионную стойкость и долговечность для отделений челюстно-лицевой хирургии и клиник эстетической медицины по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest