



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique de Knapp

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique de Knapp

SKU RM-KSRR-10-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur autostatique de Knapp	Dimensions / Détails : longueur totale 10 cm, largeur 26 mm, griffes 4x4 (Droites/Coudées, Pointues/Mousses) · Rôle clinique principal : Exposition du sac lacrymal et micro-incisions · Prix (USD) : \$79.00	\$79
Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique de Knapp est un instrument spécialisé pour la microchirurgie et l'ophtalmologie, conçu pour offrir une exposition fiable et mains libres des tissus mous lors de procédures délicates au niveau du visage, des yeux et des mains. Doté de griffes incurvées vers l'extérieur, cet instrument maintient les petites incisions ouvertes sous une tension mécanique continue, éliminant la fatigue de l'assistant tout en préservant un champ opératoire statique.

Conforme aux normes cliniques, cet écarteur de Knapp maintient une longueur totale uniforme de 10 cm (\$79) associée à une largeur de lame utile de 26 mm. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument intègre un réseau de griffes 4x4 disponible en configuration droite ou coudée pour contourner les bords orbitaires. Les chirurgiens peuvent choisir entre des pointes mousses, conçues pour une prise douce mais efficace sur les tissus, ou des pointes pointues pour un ancrage hautement sécurisé dans le périoste dense.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur autostatique de Knapp pour résister aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux chirurgiens plasticiens, ophtalmologistes et ORL du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest