



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur abdominal Doyen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur abdominal Doyen

SKU RM-DAR-25-1

\$94 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
90 mm Wide Blade — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm Largeur de lame — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
Lame large 115 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur abdominal Doyen est un instrument de chirurgie générale fondamental, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement large et atraumatique de la paroi abdominale et des viscères pelviens lors d'interventions ouvertes majeures. Doté d'une lame en forme de spatule large et profondément incurvée se terminant par un rebord de retenue arrondi, cet instrument écarte les organes internes du champ opératoire en toute sécurité sans provoquer de contusions tissulaires focales.

Conçu pour une contre-traction abdominale forte, ce modèle d'écarteur abdominal Doyen présente une portée structurelle standard de 25 cm qui maintient les mains de l'assistant hors du champ chirurgical stérile. L'instrument est fabriqué en trois largeurs de lame sélectionnables : 90 mm (94 \$), 100 mm (99 \$) et 115 mm (104 \$). Sa poignée ergonomique intègre un large anneau digital offrant un levier mécanique supérieur et une stabilité de prise optimale lors des dissections pelviennes et viscérales prolongées.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur abdominal Doyen pour résister à des charges mécaniques élevées et à des cycles d'autoclavage hospitaliers répétés, offrant aux blocs opératoires du monde entier une durabilité et une fiabilité clinique exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest