



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur cérébelleux de Miskimon

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur cérébelleux de Miskimon

SKU RM-MCR-19-1

\$139 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur cérébelleux de Miskimon	Dimensions / Détails : longueur totale 19 cm, 7×7 griffes pointues externes, verrouillage à crémaillère · Quantité incluse : 1	\$139
Manchon de protection / Boîte	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$139

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur cérébelleux de Miskimon est un instrument neurochirurgical autostatique spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction fiable et mains libres du cuir chevelu et des muscles lors des craniotomies de la fosse postérieure et suboccipitales. Conçu avec des bras incurvés robustes, cet écarteur s'ancre dans la musculature nucale épaisse et les berges galéales, établissant une fenêtre opératoire statique et large sur l'os occipital et les hémisphères cérébelleux.

Construit selon une empreinte mécanique dédiée, cette configuration de l'écarteur cérébelleux de Miskimon présente une longueur totale de 19 cm (\$139) adaptée à la gestion spécialisée des bords de la plaie. Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les extrémités de travail intègrent une rangée de 7×7 griffes pointues courbées vers l'extérieur, conçues pour saisir fermement le fascia occipital dense sans glisser sous une forte contre-traction. La poignée à anneaux est intégrée à un mécanisme de verrouillage à crémaillère réglable qui maintient la tension de manière fiable, éliminant la fatigue manuelle de l'assistant tout au long des résections neurochirurgicales étendues.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur cérébelleux de Miskimon pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires de neurochirurgie et aux centres rachidiens du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une

durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest