



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Budde Halo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Budde Halo

SKU RM-BHR-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Anel Halo	Design Circular com Dobradiça Dupla
3	Braço Flexível Halo	9 in (229 mm)
2	Suporte de Fixação Budde Halo	Grampos de Montagem de Alta Resistência
2	Haste de Suporte Budde Halo	Diâmetro de 5/16 in
1	Bandeja de Compressas Budde Halo	Bandeja Perfurada Integrada
1	Mini Torno Budde Halo	Bloco de Fixação em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético)
2	Afastadores Curvos Budde	Afastadores Cerebrais Cônicos
2	Microlâminas de Afastador TEW	Microlâminas em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético)
2	Chaves de Ajuste Halo	Ferramentas de Bloqueio do Sistema
1	Caixa de Esterilização	Bandeja Organizadora Perfurada

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Budde Halo é um sistema especializado de retração cranial com dobradiça dupla, projetado para estabelecer um perímetro de trabalho estável de 360 graus e baixo perfil em torno de aberturas craniais.

Fixando-se diretamente aos montantes do grampo de crânio Mayfield ou aos trilhos laterais da mesa por meio de hastes de suporte de alta resistência, ele isola as forças de retração cerebral da mesa para evitar o deslocamento acidental de tecidos quando o campo operatório se move.

Projetado para microneurocirurgia de precisão, o sistema Afastador Budde Halo apresenta um anel halo circular com dobradiça dupla que pode ser dobrado em uma configuração de meio anel para acesso lateral irrestrito. O próprio anel atua como um apoio de mão ergonômico para estabilizar os antebraços do cirurgião durante disseções delicadas. O conjunto vem completo com três braços de fricção flexíveis de 9-inch, microlâminas TEW, afastadores cerebrais curvos cônicos, uma bandeja de compressas integrada, um mini torno e chaves de ajuste dedicadas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Budde Halo não estéril e totalmente autoclavável em um recipiente de esterilização de alumínio perfurado de alta resistência, garantindo precisão cirúrgica e durabilidade a longo prazo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest