



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur cervical Black Belt

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Système d'écarteur cervical Black Belt

SKU RM-BBCRS-1

\$2,499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre d'écarteur (Droit)	Configuration de cadre pour le côté droit
1	Cadre d'écarteur (Gauche)	Configuration de cadre pour le côté gauche
1	Cadre d'écarteur (Offset)	Configuration de cadre décalé
2	Pinces d'insertion de valves	Composants utilisés pour l'insertion et la fixation des valves
14	Valves dentelées	Options de valves dentelées de 34 mm à 70 mm en plusieurs tailles
14	Valves mousses	Options de valves mousses de 34 mm à 70 mm en plusieurs tailles
12	Valves dentelées à deux niveaux	Options de valves dentelées à deux niveaux de 40 mm à 55 mm
6	Valves mousses à deux niveaux	Options de valves mousses à deux niveaux de 40 mm à 55 mm
1	Conteneur de stérilisation	Conteneur pour l'organisation, le stockage et le retraitement

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur cervical Black Belt est une plateforme avancée d'écarteurs chirurgicaux rachidiens, conçue pour assurer un déplacement sûr et stable des tissus mous lors des chirurgies cervicales antérieures. Construit pour résister à une contre-traction continue sans glissement, ce système offre une visualisation inégalée des corps vertébraux et des espaces discaux, tout en protégeant les structures anatomiques vulnérables, notamment la gaine carotidienne, la trachée et l'œsophage.

Conçu pour les interventions rachidiennes à un ou plusieurs niveaux, cette configuration du système d'écarteur cervical Black Belt comprend trois cadres d'écarteurs distincts (droit, gauche et offset) et deux pinces d'insertion de valves de précision. L'ensemble est fourni avec un inventaire complet de 46 valves, comprenant 14 valves dentelées (34-70 mm), 14 valves mousses (34-70 mm), 12 valves dentelées à deux niveaux (40-55 mm) et 6 valves mousses à deux niveaux (40-55 mm) pour offrir une polyvalence anatomique adaptée à diverses morphologies de patients.

Usiné en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée non réfléchissante, Retractor Maker livre le système d'écarteur cervical Black Belt non stérile et entièrement autoclavable dans un conteneur de stérilisation robuste personnalisé avec des supports d'organisation dédiés, garantissant une rotation rapide et une confiance procédurale maximale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)