



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Goelet Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Goelet Retractor

SKU RM-GLR-185-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ранорасширитель Goelet Retractor	длина 18.5 cm, двухсторонние лопатки 38 mm и 45 mm — 1	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Goelet Retractor — это универсальный двухсторонний хирургический ретрактор, разработанный специально для обеспечения надежной и атравматичной экспозиции мягких тканей и краев ран во время малых общих, ортопедических и пластических операций. Благодаря гладким изогнутым тупоконечным лопаткам на противоположных рабочих концах, этот инструмент позволяет ассистенту отводить кожные края, подкожную клетчатку и мышечные слои, не вызывая локального некроза от давления или разрывов тканей.

Эта стандартная конфигурация Goelet Retractor, созданная для плавной интраоперационной адаптации, имеет общую длину инструмента 18.5 cm (\$44). Его двухсторонняя конструкция включает две лопатки разной ширины: лопатку шириной 38 mm на одном конце для работы с узкими разрезами и лопатку шириной 45 mm на другом конце для более широкой элевации мышц. Сплошная центральная рукоятка обеспечивает сбалансированный ручной контроль и стабильность без скольжения при длительных операциях.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит Goelet Retractor с расчетом на многократные циклы стерилизации, обеспечивая амбулаторные центры, травматологические отделения и операционные по всему миру инструментом с исключительной коррозионной стойкостью, структурной

жесткостью и долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest