



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Pädiatrische Deaver Retraktoren

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Pädiatrische Deaver Retraktoren

SKU RM-PDR-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pädiatrische Deaver Retraktoren sind spezialisierte chirurgische Instrumente für die Pädiatrie, die gezielt für die sichere, atraumatische Verlagerung der Bauchwand und der Eingeweide bei allgemein-chirurgischen, urologischen und thoraxchirurgischen Eingriffen an Kindern entwickelt wurden. Diese auf kleinere anatomische Verhältnisse herunterskalierten Retraktoren ermöglichen es pädiatrischen Chirurgen, empfindliche Leberlappen, Milz, Därme und Beckenstrukturen bei Säuglingen zurückzuhalten, ohne fokale Organprellungen oder Serosarisse zu verursachen.

Diese Serie pädiatrischer Deaver Retraktoren basiert auf einer hochadaptiven Auswahlmatrix und wird in drei Gesamtlängen angeboten: 17.5 cm (\$69) für Neugeborene und Säuglinge, 20.0 cm (\$74) für pädiatrische Patienten und 22.0 cm (\$79) für chirurgische Korridore bei Jugendlichen. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), können Chirurgen aus drei Arbeitsbreiten wählen: 8 mm, 10 mm und 12 mm. Das gebogene Hakenblattprofil verfügt über glatte, abgerundete atraumatische Ränder, während der ergonomische Flachgriff den Assistenten eine stabile manuelle Hebelwirkung bietet.

Retractor Maker fertigt diese pädiatrischen Deaver Retraktoren mit einem blendfreien, satinierten Mattfinish als unsterile, wiedersterilisierbare OP-Geräte. Sie sind so konzipiert, dass sie häufigen Sterilisationszyklen und wiederholten Autoklaviervorgängen standhalten und bieten pädiatrischen Chirurgiezentren sowie Kinderkliniken

weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und absolute klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest