



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Tipo Gancho

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Tipo Gancho

SKU RM-HKR-165-1

\$14 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
1 Dente (Gancho simples) — Pontas agudas ou rombas	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 Dentes — Pontas agudas ou rombas	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 Dentes — Pontas Agudas ou Rombas	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 Dentes — Pontas agudas ou rombas	RM-HKR-165-1-4	\$20

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Tipo Gancho é um afastador cirúrgico manual fundamental, projetado especificamente para fornecer elevação de retalhos de pele e exposição de margens superficiais de feridas em procedimentos gerais, plásticos e reconstrutivos. Projetado com ganchos curvos, este instrumento permite que os cirurgiões fixem as camadas cutâneas e subcutâneas com segurança, sem esmagar as margens teciduais frágeis.

Construído para total adaptabilidade processual, este Afastador Tipo Gancho mantém uma estrutura de comprimento total uniforme de 16.5 cm, que proporciona controle manual equilibrado e feedback tátil refinado. O instrumento é altamente personalizável em quatro combinações de dentes: 1 Dente (Gancho Único, \$14), 2 Dentes (\$16), 3 Dentes (\$18) e 4 Dentes (\$20). Os cirurgiões podem selecionar pontas agudas para fixação dérmica firme e sem deslizamento ou pontas rombas para minimizar o trauma estrutural em camadas sensíveis de tecidos moles e planos vasculares. O cabo plano ergonômico garante alavancagem manual livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Tipo Gancho para suportar ciclos

repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave para centros cirúrgicos e clínicas ambulatoriais em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)