



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Denis-Browne

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Denis-Browne

SKU RM-DBR-SET-1

\$499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco base circular autoestático	Chasis de 175 mm x 150 mm que permite visibilidad en todas las direcciones
2 (1 Par)	Valvas intercambiables para tejido poco profundo	Puntas curvas de 40 mm x 30 mm ideales para capas delicadas
2 (1 Par)	Valvas intercambiables para tejido profundo	Puntas curvas de 40 mm x 40 mm optimizadas para tejidos voluminosos
4	Cierres de pasador intercambiables de deslizamiento rápido	Mecanismo de anclaje de deslizamiento y bloqueo para reducir la tensión en los dedos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Denis-Browne es un sistema de separación quirúrgica autoestático de renombre internacional, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento expansivo radial de 360 grados de los tejidos blandos y los márgenes de la herida durante operaciones pediátricas, abdominales y pélvicas. Diseñado con un marco de anillo perimetral, este instrumento permite a los cirujanos posicionar múltiples valvas intercambiables en cualquier vector a lo largo de la incisión, eliminando la fatiga manual del asistente mientras preserva un corredor visual estático y abierto.

Construido según las especificaciones del marco clínico, este juego completo de separador Denis-Browne (\$499) cuenta con un marco base circular autoestático con un diseño de anillo estructural de 175 mm x 150 mm que garantiza la visibilidad en todas las direcciones en campos quirúrgicos profundos. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema incluye un surtido integrado de valvas

que contiene dos valvas de tejido poco profundas intercambiables (puntas curvas de 40 mm × 30 mm ideales para capas delicadas) y dos valvas de tejido profundas intercambiables (puntas curvas de 40 mm × 40 mm optimizadas para tejidos voluminosos). Cuatro cierres de pasador intercambiables de deslizamiento rápido aseguran las valvas instantáneamente para reducir la tensión en los dedos y acelerar los ajustes intraoperatorios.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Denis-Browne para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía pediátrica, quirófanos urológicos y centros de laparotomía general en todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest