



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores Tipo Fukuda

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores Tipo Fukuda

SKU RM-FSR-SHLD-1

\$89 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
6 ½" (16.51 cm) — 30 mm ou 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 ¾" (22.23 cm) — 30 mm ou 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm ou 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores Tipo Fukuda são instrumentos cirúrgicos ortopédicos essenciais, projetados especificamente para proporcionar um deslocamento controlado e confiável do úmero proximal em relação à cavidade glenoide durante reconstruções de ombro. Projetado com uma lâmina curva anatômica e fenestração em anel, este afastador acomoda a cabeça umeral de forma segura, permitindo que os cirurgiões preparem a superfície da glenoide sem risco de deslizamento do instrumento ou cisalhamento da cartilagem.

Construída para total adaptabilidade processual, a série de Afastadores Tipo Fukuda é fabricada em três comprimentos totais selecionáveis: um modelo compacto de 6 ½ polegadas (\$89), um modelo intermediário de 8 ¾ polegadas (\$94) e um modelo estendido de 9 polegadas (\$99). A linha é oferecida em dois perfis de largura de lâmina padronizados — 30 mm e 35 mm — permitindo que as equipes cirúrgicas correspondam às dimensões umerais específicas de cada paciente. Seu cabo plano ergonômico proporciona aos assistentes cirúrgicos uma contra-tração estável e controle antiderrapante.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz os Afastadores Tipo Fukuda para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclavagem hospitalar, fornecendo às equipes de reconstrução de ombro e medicina esportiva em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e desempenho clínico.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)