



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Tejidos Blandos Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Tejidos Blandos Obwegeser

SKU RM-OSTR-1

\$39 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Tejidos Blandos Obwegeser	Longitud total de 8 ¾" (22.2 cm)	\$39
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$39

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador de tejidos blandos Obwegeser es un retractor quirúrgico maxilofacial especializado, diseñado para ofrecer una exposición operativa clara y confiable mientras protege las estructuras sensibles de tejido blando durante procedimientos orales y ortognáticos. Diseñado con un labio de canal distal curvo, este instrumento sujeta de forma segura la mucosa de la mejilla, los labios y los colgajos mucoperiosticos lejos de las sierras oscilantes y fresas quirúrgicas.

Diseñado para intervenciones craneomaxilofaciales de precisión, esta configuración estándar del separador de tejidos blandos Obwegeser presenta una longitud total de 8 ¾ pulgadas (22.2 cm). Su hoja de contorno anatómico cuenta con labios de canal curvados hacia arriba o hacia abajo que se enganchan suavemente en los bordes óseos, evitando el deslizamiento y protegiendo las estructuras neurovasculares faciales durante osteotomías maxilares y de rama complejas.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado sin reflejos, Retractor Maker produce el separador de tejidos blandos Obwegeser para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los cirujanos orales, maxilofaciales y plásticos un instrumento ergonómico y duradero para la cirugía reconstructiva facial.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest