



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de joues Cronin

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur de joues Cronin

SKU RM-CCR-ORAL-1

\$24 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Cronin Cheek Retractor	Longueur totale de 16 cm, lame incurvée de 19 mm de large	\$24
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$24

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de joues Cronin est un écarteur chirurgical buccal et maxillofacial spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et non traumatique des joues, des lèvres et de la muqueuse buccale pendant la chirurgie intra-orale et reconstructrice du visage. Conçu avec une extrémité de travail large et incurvée, cet instrument permet aux chirurgiens de maintenir une exposition mécanique étendue tout en protégeant les tissus mous des fraises rotatives et des scies à os oscillantes.

Construit pour optimiser l'exposition mécanique et la visibilité chirurgicale, cette configuration de l'écarteur de joues Cronin présente une longueur totale de 16 cm (\$24). Sa lame de travail intègre une conception de lame élargie de 19 mm configurée pour gérer et manipuler en douceur des champs tissulaires substantiels sans provoquer d'ecchymoses muqueuses localisées ou d'ischémie. La tige profilée maintient les mains de l'assistant en toute sécurité à l'extérieur du champ chirurgical, tandis que la poignée ergonomique offre un effet de levier manuel sans fatigue tout au long des procédures orales prolongées.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur de joues Cronin pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres chirurgicaux oraux, maxillofaciaux et dentaires du monde entier une résistance supérieure à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest