



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Koronal Kaş Kaldırma Ekartörü (Coronal Brow Lift Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Koronal Kaş Kaldırma Ekartörü (Coronal Brow Lift Retractor)

SKU RM-CBLR-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Coronal Brow Lift Retractor	7 ¼" (18.4 cm) uzunluk, 70.0 mm tırmık ucu, 7 keskin diş	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Coronal Brow Lift Retractor, açık koronal alın ve kaş kaldırma prosedürleri sırasında güçlü, kaymayan doku traksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir plastik ve fasiyal rekonstrüktif cerrahi aletidir. 70.0 mm genişliğindeki ekspansif tırmık ucu ile tasarlanan bu alet, manuel karşı traksiyonu geniş bir galeal yüzey alanına dağıtarak supraorbital rimin operatif vizüalizasyonunu maksimize ederken fokal yırtılmaları önler.

Kayma yapmadan yüksek kaldırma gücü için üretilen bu Coronal Brow Lift Retractor konfigürasyonu, 7 ¼ inç (18.4 cm, \$49) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma ucu, sürekli manuel çekme sırasında yoğun fibröz kafa derisi, galea ve frontalis kaslarını sıkıca kavrayacak şekilde özel olarak tasarlanmış 7 keskin ofset diş ile donatılmıştır. Açılı gövde yapısı asistanın elini görüş alanının dışında tutarken, ergonomik düz sap yapısı derin subperiosteal tünelleme boyunca yorulmadan manuel kaldırma sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten işlenen Retractor Maker, Coronal Brow Lift Retractor ürününü titiz hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki kozmetik ve yüz plastik cerrahi merkezleri için yüksek çekme mukavemeti, olağanüstü korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest