



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

W.M. Lemmon Deaver Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



W.M. Lemmon Deaver Wundhaken

SKU RM-WMLDR-395-1

\$119 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
25 mm breite Valva — 25 mm breit × 235 mm Arbeitsfläche	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
50 mm breites Blatt — 50 mm breit × 235 mm Arbeitsfläche	RM-WMLDR-395-1-2	\$119

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der W.M. Lemmon Deaver Wundhaken ist ein erstklassiger tiefchirurgischer Retraktor, der speziell für die sichere, großflächige Gewebeverdrängung von Bauchviszera, Lungenlappen und tiefen Beckenorganen während großer Thorax-, Laparotomie- und Beckeneingriffe entwickelt wurde. Dank seines verlängerten, weit geschwungenen Blattes ermöglicht dieses Instrument den chirurgischen Assistenten, einen konstanten Gegenzug auf schwere Viszeralstrukturen aufrechtzuerhalten, ohne lokale Parenchymkontusionen oder Risse zu verursachen.

Konzipiert für hochfrequente Autoklavierzyklen ohne Qualitätsverlust, weist diese W.M. Lemmon Deaver Konfiguration eine außergewöhnliche Gesamtlänge von 39.5 cm (\$119) auf, die den Zugang zu tiefsten anatomischen Korridoren ermöglicht. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), misst die aktive Blattlänge 235 mm entlang der Arbeitsfläche. Das Instrument bietet zwei wählbare Blattbreiten: eine 25 mm breite Version für gezieltes Halten von Viszera und tiefe Gefäßexposition sowie eine 50 mm breite Version für die großflächige Verdrängung von Leber, Milz oder Darm. Der ergonomische Flachgriff ermöglicht eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den W.M. Lemmon Deaver Wundhaken nach strengen klinischen Toleranzen, um außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für allgemein chirurgische Operationssäle,

Traumazentren und herz-thoraxchirurgische Stationen weltweit zu gewährleisten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest