



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Sistrunk

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Sistrunk

SKU RM-STR-153-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Sistrunk	15.3 cm de longitud total, hojas de doble extremo de $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm), mango plano	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Sistrunk es un retractor indispensable en cirugía de cabeza, cuello y endocrina, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y atraumático de tejidos blandos durante la escisión de quistes del conducto tirogloso (procedimiento de Sistrunk) y disecciones cervicales. Diseñado con una arquitectura de hoja de doble extremo, este instrumento permite a los cirujanos elevar los bordes de la piel, la fascia cervical y los músculos infrahioides de forma limpia, estableciendo un corredor visual sin obstrucciones hacia el hueso hioides sin comprimir las delicadas estructuras anteriores del cuello.

Construido para ofrecer la máxima durabilidad y resistencia a la corrosión, respaldado por una garantía absoluta de por vida contra el óxido, esta configuración del Separador Sistrunk presenta una longitud total de la herramienta de 15.3 cm (\$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el ancho de la hoja de trabajo incorpora un diseño de $\frac{3}{8}$ -inch (aprox. 9.5 mm) de ancho contorneado con márgenes suaves y redondeados para proteger los delicados colgajos de tejido de posibles desgarros. La geometría estructural integra un chasis de hoja de doble extremo en un mango de agarre central plano que proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual sin fatiga.

Suministrado como un dispositivo de quirófano no estéril y reesterilizable con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Sistrunk para resistir ciclos frecuentes de esterilización, proporcionando a las unidades de otorrinolaringología, centros endocrinos y clínicas de cirugía plástica de todo el mundo una fiabilidad estructural inquebrantable, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest