



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Separador General Lobster

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema Separador General Lobster

SKU RM-LGRS-1

\$2,699 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco Lobster	—
1	Clamp de mesa Lobster con poste vertical y marco	—
6	Clamp de separador Lobster	—
2	Separador giratorio Mayo Lobster	$\frac{3}{4}$ " $\times$ 2"
1	Separador giratorio Fence Lobster	4" $\times$ 6"
1	Separador giratorio esplácnico Lobster	2" $\times$ 6"
1	Separador giratorio Deaver Lobster	$2\frac{3}{4}$ " $\times$ $4\frac{1}{2}$ "
1	Separador giratorio maleable Lobster (perforado)	2" $\times$ $6\frac{1}{2}$ "
1	Separador giratorio maleable Lobster (perforado)	3" $\times$ $6\frac{1}{2}$ "
1	Separador Harrington Sweetheart Lobster	2" $\times$ 5"
1	Separador giratorio Kelly Lobster, modificado	3" $\times$ $2\frac{1}{2}$ "
1	Separador giratorio Kelly Lobster, modificado	3" $\times$ 4"

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Caja de esterilización	—

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema Separador General Lobster es una plataforma de separación quirúrgica adaptable montada en mesa, diseñada para eliminar la fatiga del asistente y establecer una exposición continua y sin manos en procedimientos abdominales abiertos. Al fijarse de forma segura al riel lateral de la mesa de operaciones, este marco autoestático crea un perímetro estructural inamovible que mantiene una retracción tisular estable sin deslizamientos durante intervenciones prolongadas.

Configurado específicamente para intervenciones abdominales generales y viscerales, el Sistema Separador General Lobster incluye un clamp de poste de mesa de alta resistencia, un marco rígido Lobster y seis clamps deslizantes de bloqueo rápido. El sistema cuenta con un surtido de 10 valvas giratorias para cirugía general, que incluye valvas Kelly modificadas (3" x 2½" y 3" x 4"), valvas esplánicas viscerales profundas, separadores Fence anchos, Deaver, Harrington Sweetheart, Mayo y tiras maleables perforadas que se flexionan a los contornos del paciente.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker suministra el Sistema Separador General Lobster no estéril y totalmente autoclavable en una caja de esterilización reforzada personalizada, proporcionando a hospitales y centros quirúrgicos una durabilidad fiable y un rendimiento constante en quirófano.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest