



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Scoville Sinir Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville Sinir Ekartörü

SKU RM-SNR-165-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Scoville Sinir Ekartörü	16.5 cm toplam uzunluk, konturlu açılı uç, ince shaft	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Scoville Sinir Ekartörü, dar operasyon koridorlarında hassas, travmatik olmayan sinir mobilizasyonu ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir nöroşirürji ve omurga aletidir. Kompakt bir profil ile tasarlanan bu ekartör, cerrahların mikroskopik görüş koridoruna müdahale etmeden veya hassas mikro aletleri engellemeden sinir gövdelerini ve dural sınırları temiz bir şekilde manipüle etmesine olanak tanır.

Daha uzun varyantlara kıyasla daha dar ve yüzeysel erişim için optimize edilen bu Scoville Sinir Ekartörü konfigürasyonu, 16.5 cm (\$29) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Yüksek gerilme mukavemetine sahip birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen bıçak yapısal geometrisi, hassas dokularda kazara delinme travmasını önlemek için tasarlanmış konturlu, açılı bir çalışma ucu profili ile sonlanan uzatılmış ince bir gövdeden oluşur. Ergonomik düz sapı, cerrahlara gelişmiş dokunsal hassasiyet ve parmak ucu kontrolü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Scoville Sinir Ekartörü'nü steril olmayan, tamamen otoklavlanabilir bir cihaz olarak üretmektedir. Yüksek sıcaklıktaki sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen ve paslanmaya karşı ömür boyu garanti sunan bu alet, dünya çapındaki omurga ve periferik sinir cerrahisi suitleri için tam klinik güvenilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest