



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur trachéal Luer S

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur trachéal Luer S

SKU RM-LSTR-1

\$24 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur trachéal Luer S est un instrument classique de chirurgie cervicale et des voies respiratoires, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement sûr des tissus mous et une élévation des anneaux trachéaux lors de trachéotomies d'urgence ou programmées. Doté d'une architecture à double extrémité en forme de S, cet instrument permet aux chirurgiens de passer sans effort de la rétraction superficielle des muscles prétrachéaux à la stabilisation directe du cartilage sans changer d'outil.

Conçu pour une polyvalence clinique totale, l'écarteur trachéal Luer S offre des configurations hautement personnalisables sur trois longueurs totales : 10 cm (\$24), 13 cm (\$29) et 14 cm (\$34). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'écarteur présente des largeurs de lames doubles assorties disponibles en 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm et 14,0 mm (notées de 13,0 mm à 14,0 mm de manière interchangeable dans les descriptions). Les bords lisses et arrondis des lames préviennent les fractures du cartilage trachéal ou les déchirures muqueuses, tandis que le manche central en S assure un contrôle manuel confortable.

Forjé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur trachéal Luer S pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux services d'ORL, aux urgences et aux blocs opératoires du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest