



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kollateral Yumuşak Doku Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kollateral Yumuşak Doku Ekartörü

SKU RM-CSTR-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Kollateral Yumuşak Doku Ekartörü	9 ½" uzunluk, 45 mm bıçak, 11 mm 2 dişli kavisli uç	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kollateral Yumuşak Doku Ekartörü, diz rekonstrüksiyon cerrahisi sırasında kollateral ligamentlerin, kapsülün ve periartiküler yumuşak dokuların nazik ve kaymaz bir şekilde ekarte edilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış, hassas mühendislik ürünü bir ortopedik cerrahi alettir. Kavisli bir shaft ve çift dişli eğimli uç ile tasarlanan bu ekartör, cerrahi ekiplerin doku katmanlarını kemik kesme bloklarından güvenli bir şekilde uzaklaştırmasına olanak tanır.

Optimal eklem açıklığı için tasarlanan bu Kollateral Yumuşak Doku Ekartörü konfigürasyonu, 9 ½ inç (yaklaşık 24.13 cm, \$69) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma ucu, kavisli bir patern üzerine inşa edilmiş 11 mm genişliğinde 2 dişli bir düzenle sonlanan 45 mm bıçak uzunluğuna sahiptir. Bu anatomik çift dişli tasarım, ligamentöz dokuyu güvenli bir şekilde kavrayarak karşı traksiyon kuvvetlerini iki temas noktasına yayar; böylece eklem artroplastisi sırasında kaymayı veya fokal doku kontüzyonunu önler.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas bir şekilde üretilen Retractor Maker markalı Kollateral Yumuşak Doku Ekartörü, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; ortopedik cerrahi merkezlerine üstün mekanik direnç, korozyon direnci ve cerrahi güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest