



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur nasal Aufricht Daniel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur nasal Aufricht Daniel

SKU RM-ADNR-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur nasal Aufricht Daniel	Longueur totale 11 cm, lame 50 × 10 mm	\$29
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur nasal Aufricht Daniel est un écarteur de rhinoplastie spécialisé et compact, conçu pour offrir une visualisation claire et atraumatique du dorsum nasal, de la voûte cartilagineuse et de la structure septale. Conçu avec un profil court de 11 cm, cet instrument permet aux chirurgiens et assistants d'obtenir une grande maniabilité et une élévation stable des tissus dans les espaces opératoires restreints.

Optimisée pour réduire la tension tissulaire peropératoire, cette configuration de l'écarteur nasal Aufricht Daniel présente une lame lisse de 50 mm de long par 10 mm de large qui s'insère facilement sous l'enveloppe cutanée dorsale. L'ensemble de la lame intègre un angle doux vers le bas qui épouse l'arête nasale, offrant un contact sur une large surface qui élimine les points de pression localisés. Son manche léger et proportionné réduit la fatigue manuelle lors des remodelages nasaux esthétiques prolongés.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur nasal Aufricht Daniel selon des normes cliniques strictes, garantissant une résistance supérieure à la corrosion, un retraitement facile et une compatibilité totale avec l'autoclave pour les blocs opératoires de chirurgie plastique et ORL.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest