



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sandhu Nervenwurzelhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sandhu Nervenwurzelhaken

SKU RM-SNRR-243-1

\$54 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Sandhu Nervenwurzelhaken	24.3 cm Gesamtlänge, 3.2 mm stumpfe Valvula, 90° biegsamer Schaft	\$54
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$54

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sandhu Nervenwurzelhaken ist ein spezialisiertes mikrochirurgisches Wirbelsäuleninstrument, das speziell für die sichere, atraumatische Retraktion und den Schutz empfindlicher Nervenwurzeln sowie des Duraschlauchs während der posterioren lumbalen Disketomie und Dekompression entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem schlanken, biegsamen Schaft, ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen, den Arbeitswinkel intraoperativ anzupassen, um anspruchsvolle interlaminäre Korridore zu navigieren, ohne die mikroskopische Sichtlinie zu behindern.

Diese Konfiguration des Sandhu Nervenwurzelhaken wurde für eine hohe Reichweite in der Tiefe und Mikropräzision konzipiert und weist eine Gesamtlänge von 24.3 cm (\$54) auf. Handgefertigt aus erstklassigem deutschen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) für außergewöhnliche Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit, bietet das Profil der Arbeitsvalvula mit einer Breite von 3.2 mm und stumpfem Design eine sanfte Gewebehandhabung und minimiert lokale Traumata. Die Schaftgeometrie verfügt über eine 90° abgewinkelte, biegsame Konfiguration, die ihre Form unter Gewebespannung ohne Rückfederung beibehält. Der ergonomische Griff liefert ein präzises taktils Feedback.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Sandhu Nervenwurzelhaken so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er neurochirurgischen Abteilungen und orthopädischen Wirbelsäulenzentren weltweit unnachgiebige strukturelle Zuverlässigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Sicherheit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest