



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Henner Endaural Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Henner Endaural Retractor

SKU RM-HER-475-1

\$189 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — 標準型	RM-HER-475-1-2	\$189

製品詳細

Henner Endaural Retractorは、耳内アプローチにおける外耳道、鼓膜、および中耳構造の確実なハンズフリー展開を目的として設計された、国際的に評価の高い耳科手術用開創器です。解剖学的な湾曲を持たせた設計により、マイクロスコープの視界を妨げたり、繊細なマイクロ器具の操作を阻害したりすることなく、耳内切開部位を清潔に広げることができます。

耳科の限られた術野でのアクセスに適したこのHenner Endaural Retractorの構成は、全長4 ¾ inches (12.06 cm)です。ハンドルレイアウトには、長時間の術中における外科医の手の疲労を軽減し、確実にポジティブなグリップを提供するために人間工学に基づいた輪郭のフレームを採用しています。精密に加工されたメカニカルロックは、滑りのない一定の組織対向牽引を維持し、繊細な耳小骨形成術や鼓室形成術において揺るぎない安定性を確保します。

光の反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Makerは厳格な臨床基準に従ってこのHenner Endaural Retractorを製造しています。世界中の耳鼻咽喉科および側頭骨手術室向けに、高い耐食性、強固な構造的剛性、そして完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest