



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cloward-Style Blatt-Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cloward-Style Blatt-Wundhaken

SKU RM-CSBR-1

\$84 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cloward-Style Blatt-Wundhaken ist ein unverzichtbarer manueller Wirbelsäulenretractor, der speziell für die sichere, atraumatische Freilegung der anterioren Halswirbelsäule bei Bandscheiben- und Fusionsinterventionen entwickelt wurde. Das Instrument dient der sanften Retraktion der Musculi longi colli sowie der lateralen Verdrängung von Ösophagus und Halsschlagaderscheide, wodurch ein sicherer visueller Zugang zu den Bandscheibenräumen geschaffen wird.

Konzipiert für variable Patiententiefen, verfügt diese Konfiguration des Cloward-Style Blatt-Wundhaken über ein einheitliches 19 cm langes Chassis kombiniert mit vier wählbaren Blattbreiten bei einer fixen Tiefe von 75 mm: 13 mm (\$84), 18 mm (\$89), 20 mm (\$94) und 23 mm (\$99). Chirurgen können zwischen einer Ausführung mit Lippe (With Lip), die das Abrutschen von Muskelgewebe über den Blattrand verhindert, oder einer Ausführung ohne Lippe (Without Lip) für eine reibungslose Einführung in engen Gewebeebenen wählen. Der ergonomische Flachgriff ermöglicht eine stabile, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Geschmiedet aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Cloward-Style Blatt-Wundhaken nach strengen klinischen Toleranzen. Dies garantiert hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle

Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für den Einsatz in OP-Sälen weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest