



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Sigmoid Notch

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Sigmoid Notch

SKU RM-SNR-22-1

\$64 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Sigmoid Notch	Comprimento total de 22 cm, lâmina côncava de 9.5 / 16 mm, ponta totalmente curva	\$64
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$64

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Sigmoid Notch é um afastador cirúrgico bucomaxilofacial especializado, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e não traumático de tecidos moles e estabilização óssea ao longo da incisura da mandíbula durante osteotomias de ramo. Projetado para se fixar sobre a concavidade superior entre o processo coronoide e o côndilo mandibular, este instrumento permite que os cirurgiões realizem procedimentos de ramo vertical ou sagital enquanto protegem completamente as estruturas neurovasculares profundas das serras recíprocas.

Construído para fornecer o equilíbrio perfeito entre alcance clínico e controle manual, esta configuração do Afastador Sigmoid Notch apresenta um comprimento total da ferramenta de 22 cm (\$64). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) para garantir resistência duradoura e resistência à corrosão, o perfil da lâmina de trabalho incorpora um layout de lâmina côncava de 9.5 mm / 16 mm com geometria de ponta totalmente curva que se assenta firmemente no córtex da incisura sigmoide sem deslizar. O cabo plano ergonômico fornece aos auxiliares cirúrgicos uma alavancagem manual estável, prevenindo a fadiga manual durante reconstruções prolongadas de terço médio da face e mandíbula.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Sigmoid Notch para suportar protocolos de esterilização em autoclave de alta frequência, oferecendo garantia vitalícia contra ferrugem e defeitos, proporcionando às equipes de cirurgia bucomaxilofacial e reconstrutiva facial em todo o

mundo uma resiliência estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest