



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Cuero Cabelludo Autoestático Contour

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Cuero Cabelludo Autoestático Contour

SKU RM-CSRSR-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
3×4 Dientes romos	RM-CSRSR-1-1	\$99
3×4 Dientes agudos	RM-CSRSR-1-2	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Cuero Cabelludo Autoestático Contour es un instrumento neuroquirúrgico esencial diseñado específicamente para proporcionar una exposición constante y manos libres del cráneo y las estructuras durales subyacentes durante craneotomías y procedimientos de la base del cráneo. Diseñado con una disposición de cuerpo recto, este separador favorece una alineación estructural precisa en incisiones planas a lo largo del cuero cabelludo, manteniendo un amplio acceso quirúrgico sin deslizamientos.

Construido para una adaptabilidad procedimental completa, este modelo de Separador de Cuero Cabelludo Autoestático Contour cuenta con una longitud total de 14 cm (\$99) que proporciona un espacio de trabajo óptimo al tiempo que evita el hacinamiento quirúrgico. Los cirujanos pueden configurar los extremos de trabajo con puntas romas de 3×4, ideales para una retracción tisular suave pero eficaz cerca de vasos superficiales delicados, o puntas agudas de 3×4 optimizadas para ofrecer la máxima estabilidad y un fuerte apalancamiento en estructuras densas del tejido del cuero cabelludo. Su cierre de cremallera con anillos para los dedos se bloquea firmemente bajo tensión, eliminando el esfuerzo manual del asistente.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador de Cuero Cabelludo Autoestático Contour para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los quirófanos de neurocirugía y columna una durabilidad excepcional, una acción de cremallera suave y estabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest