



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs de Hohmann superposables

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs de Hohmann superposables

SKU RM-SHR-1

\$89 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
8 ¼" (20.96 cm) — Lame Standard, Large ou Coudée	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¼" (23.50 cm) — Lame Standard, Large ou Courbée	RM-SHR-1-2	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs de Hohmann superposables sont des instruments de levier osseux orthopédiques innovants, conçus spécifiquement pour offrir un avantage mécanique exceptionnel et un déplacement des tissus mous multi-vectorel lors des arthroplasties articulaires et des réparations de fractures. Conçus avec des poignées emboîtables, ces écarteurs permettent aux assistants chirurgicaux de superposer plusieurs instruments en toute sécurité, multipliant la force de rétraction d'une seule main sans encombrer le couloir opératoire.

Conçue pour résister à des cycles fréquents de stérilisation en autoclave tout en restant hautement résistante à la corrosion, cette série d'écarteurs de Hohmann superposables est proposée en deux longueurs totales : 8 ¼ inches (20.96 cm, \$89) et 9 ¼ inches (23.50 cm, \$99). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le profil de la pointe active présente une configuration angulée et courbée qui épouse l'os et se positionne fermement sur les marges corticales. Les chirurgiens peuvent choisir parmi trois profils de lames géométriques distincts : une lame Standard pour l'exposition générale des os longs, une lame Large pour un déplacement musculaire étendu, et une lame Courbée pour le dégagement articulaire profond.

Forgés avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique ces écarteurs de Hohmann superposables pour supporter des couples orthopédiques élevés et des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant aux centres de traumatologie et aux équipes de reconstruction articulaire du monde entier une

durabilité clinique et une précision chirurgicale inébranlables.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest