



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hargis Coronoid Retractor With Chain

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Hargis Coronoid Retractor With Chain

SKU RM-HCRWC-1

\$49 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Hargis Coronoid Retractor	全長19 cm、切欠き付き筋突起ブレード — 1本
1	統合型開創チェーン	20 cm ヘビーデューティー・ステンレスリンクチェーン — 1本
1	保護スリーブ／箱	個別輸送用パッケージ — 1個

製品詳細

Hargis Coronoid Retractor With Chainは、顎矯正手術において下顎筋突起および下顎枝の確実なハンズフリー開創を目的に設計された専門的な顎顔面外科用開創器です。筋突起の前縁にしっかりと掛かる解剖学的な切欠き状の先端（ノッチド・ピーク）を採用しており、矢状分割や往復鋸による骨切り時に側頭筋腱を安全に保護・排除します。

過酷な術中操作に耐えうよう設計されたこのHargis Coronoid Retractor With Chainは、全長19 cmの本体に20 cmのヘビーデューティーな開創用チェーンを組み合わせています。チェーン部分に標準的な手術用ウェイトを装着するか、ドレープ等に固定することで、重力を利用した持続的な対向牽引が可能になります。これによりアシスタントの疲労を軽減し、視界を遮ることなく安定した術野を維持できます。湾曲したブレード形状は、口腔深部の粘膜を損傷することなく、下顎枝前縁を包み込むようにフィットします。

Retractor Makerは、光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施したプレミアムグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用して本製品を製造しています。度重なる滅菌サイクルに耐える耐久性を備え、世界中の口腔外科、顎顔面外科、頭蓋顎顔面外科の専門医に、卓越した耐食性、機械的安定性、およびオートクレーブに対する完全な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest