



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

SKU RM-HSR-FO-1

\$189 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	Hoja de 127 × 62 mm, haz de luz, canal de succión-irrigación — 1
1	Accesorio universal para cable de luz	Se conecta a cables de fibra óptica estándar de quirófano — 1
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar — 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic es un instrumento quirúrgico iluminado de primer nivel diseñado específicamente para combinar el desplazamiento visceral atraumático con iluminación óptica directa y gestión activa de fluidos en espacios operativos profundos. Al integrar un canal de fibra óptica de alta transmisión y un canal continuo de succión-irrigación a lo largo de su hoja de corazón, este separador elimina los espacios oscuros y evacua los fluidos acumulados simultáneamente.

Diseñado para maximizar la visibilidad de la cavidad durante disecciones abdominales y pélvicas extensas, esta configuración del Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic presenta una hoja estandarizada que mide 127 mm de largo por 62 mm de ancho (\$189). Su paleta distal lisa en forma de corazón protege los tejidos frágiles del hígado, el bazo y el intestino de la compresión localizada. El sistema de tubo de succión-irrigación incorporado elimina la sangre y el humo electroquirúrgico al instante, mientras que el conector de luz universal se adapta a los cables de luz estándar de hospital (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Fabricado con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico y fibras ópticas de vidrio de alta transmisión con un acabado satinado mate antirreflectante, Retractor Maker produce el Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo alta

durabilidad, transmisión óptica y total resistencia al autoclave para centros quirúrgicos generales, urológicos y ginecológicos en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest