



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Scoville Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville Self Retaining Retractor

SKU RM-SSRR-150-1

\$259 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Otomatik Kilitli Kılavuz Ray Gövdesi	Nöroşirürji ve spinal kavite maruziyetleri için tasarlanmış ana taban sürgülü rayı
1	Çıkarılabilir Tekli Keskin Uçlu Lateral Blade	Ağır insizyon hatlarının derinliklerine ankraj yapmak için tasarlanmış 50 mm tekli pençe blade
1	Çıkarılabilir Dolu Dişli Lateral Blade	Yapılandırılmış dişli uçlarla donatılmış 60 mm x 25 mm dolu kemik ekartasyon blade'i
1	Entegre Manuel Vida Kilidi Dişlisi	Kullanıcı yorgunluğunu azaltırken tam yatay açıklığı sabitleyen dişli tertibatı
2	Ergonomik Ekartör Forseps Kolları	Tamamen pürüzsüz çevre kenarlarıyla üretilmiş hafif, çift kollu şaftlar
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Scoville Self Retaining Retractor, posterior lomber dekompresyon sırasında derin, eller serbest paraspinal kas deplasmanı ve laminer maruziyet sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan bir spinal cerrahi ekartör sistemidir. Ultra rijit sürgülü kılavuz rayı ile tasarlanan bu alet, yoğun multifidus ve longissimus kas planlarını kilitli mekanik gerilim altında ayrı tutarak, vertebral laminaya kadar açık ve statik bir görsel koridor korurken asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Scoville Self Retaining Retractor tam seti (\$259), yatay olarak 150 mm maksimum ray genişleme açıklığına kadar açılan paralel bir sürgülü kılavuz ray çerçevesine sahiptir.

Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen modüler sistem, kaymadan ağır insizyon hatlarının derinliklerine demirlenmek üzere tasarlanmış 50 mm operasyonel derinliğe sahip çıkarılabilir tekli keskin uçlu lateral blade ve kemik ile kas katmanlarını temiz bir şekilde ekarte etmek için 60 mm x 25 mm (25 mm genişlik x 60 mm uzunluk) ölçülerinde çıkarılabilir dolu dişli lateral blade içerir. Entegre manuel vida kilidi dişlisi tam yatay açıklığı rijit bir şekilde sabitlerken, ergonomik çift kollu ekartör forseps şaftları çevredeki dokuları korumak için pürüzsüz dış çevrelere sahiptir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Scoville Self Retaining Retractor'ı muazzam mekanik karşı traksiyona ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki nöroşirürji ameliyathanelerine, omurga merkezlerine ve ortopedik travma ünitelerine olağanüstü yapısal rijitlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest