



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Пальцевой ретрактор типа «грабли» (Rake Finger Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Пальцевой ретрактор типа «грабли» (Rake Finger Retractor)

SKU RM-RFR-153-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
1 Prong (Single Hook) — Тупые или острые зубцы	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 зубца — тупые или острые кончики	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 зубца — тупые или острые кончики	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 зубца — Тупые или острые кончики	RM-RFR-153-1-4	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Rake Finger Retractor представляет собой специализированный ручной хирургический инструмент типа «грабли», разработанный специально для обеспечения точной, скользящей элевации кожных лоскутов и ретракции мягких тканей во время операций на кисти, пластических и малых общехирургических вмешательств. Благодаря нескольким изогнутым зубцам инструмент позволяет хирургам надежно захватывать края кожи и подкожной клетчатки, исключая соскальзывание или раздавливание деликатных краев ткани.

Созданный для тонкого ручного контроля, ретрактор Rake Finger Retractor имеет общую длину 15.3 см, что обеспечивает ассистентам исключительную тактильную обратную связь и маневренность в ограниченном операционном поле. Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали премиум-класса для операционных и доступен в четырех конфигурациях: 1 зубец (\$29), 2 зубца (\$34), 3 зубца (\$39) или 4 зубца (\$44). Хирурги могут выбирать между двумя профилями кончиков: тупыми, предназначенными для безопасных манипуляций с мягкими тканями с минимизацией травматизма, или острыми, обеспечивающими надежный захват плотных слоев ткани. Эргономичная плоская рукоятка гарантирует отсутствие усталости при ручном удержании во время сложных диссекций.

Retractor Maker производит ретрактор Rake Finger Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием, способным выдерживать многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает клиникам пластической хирургии и хирургии кисти по всему миру исключительную коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную клиническую долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest