



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Fomon

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Fomon

SKU RM-FMR-17-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Стандартная конфигурация — 17 cm длина, 5 x 10 mm сферический наконечник, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	RM-FMR-17-1-1	\$44
Изолированная конфигурация — 17 cm длина, шаровидный наконечник 5 x 10 mm, диэлектрическое покрытие	RM-FMR-17-1-2	\$54

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Fomon — это признанный во всем мире инструмент для ринопластики и пластической хирургии лица, разработанный специально для атравматичного отведения мягких тканей и обеспечения визуального доступа в узких анатомических зонах. Снабженный ультрагладким шаровидным наконечником, этот ретрактор аккуратно поддевает аллярный хрящ и слизистую оболочку, защищая деликатные ткани от проколов и точечного давления.

Модель Fomon Retractor длиной 17 cm (6.7 inches) обеспечивает оптимальный тактильный контроль при моделировании носа. Рабочая часть с шаровидным наконечником 5 mm x 10 mm сконструирована для равномерного распределения встречной тяги по нижнему латеральному хрящу и краю крыла носа. Хирурги могут выбрать стандартное исполнение из нержавеющей стали (\$44) или изолированную версию (\$54) с прочным диэлектрическим полимерным покрытием для защиты кожи и слизистых при использовании электрокоагуляции.

Изготовленный компанией Retractor Maker из высококачественной хирургической стали с антибликовым сатиновым финишем, ретрактор Fomon соответствует строгим клиническим стандартам, обладает

высокой коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и выдерживает многократное автоклавирование в клиниках эстетической хирургии и ЛОР-отделениях по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest