



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Abdominal Ricard

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Abdominal Ricard

SKU RM-RAR-SET-1

\$229 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base autostatique	Châssis avec tiges courbes pour améliorer l'accès visuel
2 (1 paire)	Valves latérales pleines amovibles	Panneaux latéraux larges à bords incurvés (Option A : 50×58 mm / Option B : 60×80 mm)
1	Valve centrale amovible	Plaque plate asymétrique (Option A : 55×70 mm / Option B : 80×90 mm)
1	Verrou à vis filetée spéciale	Engrenage de verrouillage à rotation manuelle pour maintenir l'écartement
1	Poignée à crochet compacte	Prise minimaliste intégrée conçue pour optimiser l'espace instrumental
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur abdominal Ricard est un système de rétraction chirurgicale abdominale de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et étendu des tissus mous et des viscères lors de laparotomies majeures et d'interventions pelviennes. Conçu avec un châssis à tiges courbes et une géométrie à trois valves, cet instrument maintient la paroi abdominale et les viscères pelviens ouverts sous une tension mécanique verrouillée, éliminant la fatigue des assistants tout en préservant un couloir visuel sans obstruction vers la cavité péritonéale.

Conçue pour s'adapter à diverses profondeurs d'incision, cette série d'écarteurs Ricard est répertoriée en deux assortiments de tailles principaux : l'Option A (Set Compact, 229 \$) comprend une valve centrale de 55 mm × 70 mm associée à une paire de valves latérales de 50 mm × 58 mm ; et l'Option B (Set Large, 249 \$) comprend une valve centrale de 80 mm × 90 mm associée à une paire de valves latérales de 60 mm × 80 mm. Fabriqués à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les larges panneaux latéraux à bords incurvés maintiennent proprement les couches musculaires volumineuses, tandis que le mécanisme de verrouillage à vis filetée spéciale maintient rigide l'écartement des valves. Une poignée à crochet compacte intégrée permet de gagner un espace opératoire vital.

Forgé avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur abdominal Ricard pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs de chirurgie générale, de gynécologie-obstétrique et de traumatologie d'urgence du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest