



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Converse Nasal retractor, 10 cm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Converse Nasal retractor, 10 cm

SKU RM-CNR-10CM-1

\$14 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Converse Nasal retractor, 10 cm ist ein präzisionsgefertigtes Instrument für die Rhinoplastik, das speziell für die sanfte, atraumatische Retraktion von Weichgewebe bei ästhetischen und rekonstruktiven Nasenoperationen entwickelt wurde. Durch die verkürzte Gesamtlänge von 10 cm bietet dieses Instrument eine hohe Mobilität und feines taktilen Feedback, was Chirurgen ein müheloses Manövrieren in engen intranasalen Arbeitsbereichen ermöglicht.

Um unterschiedlichen anatomischen Tiefen gerecht zu werden, ist die Converse Nasal retractor, 10 cm Serie in vier Blattgrößen erhältlich: 10 mm × 16 mm (\$14), 12 mm × 30 mm (\$19), 12 mm × 40 mm (\$24) und 12 mm × 50 mm (\$29). Das glatt abgewinkelte Blattdesign passt sich komfortabel unter den Hautmantel der Nase und die Seitenknorpel an, bietet eine stabile Exposition und minimiert gleichzeitig das Risiko von Schleimhautläsionen oder Knorpelfrakturen. Der ausbalancierte Flachgriff gewährleistet eine ermüdungsfreie manuelle Führung durch das Assistenzpersonal.

Gefertigt aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, produziert Retractor Maker den Converse Nasal retractor, 10 cm nach strengsten klinischen Toleranzen. Dies garantiert außergewöhnliche Langlebigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und

vollständige Autoklavierbarkeit für plastische Chirurgie, HNO-Kliniken und rekonstruktive Zentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest