



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Miller Rake

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Miller Rake

SKU RM-MRR-514-1

\$39 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Профиль с тупыми зубцами	Размеры / Детали: длина 5 ¼", ширина 15 мм, 9 тупых зубцов · Клиническая роль: безопасное поднятие кожного лоскута без риска прокола · Цена (USD): \$39.00
1	Профиль с острыми зубцами	Размеры / Детали: длина 5 ¼", ширина 15 мм, 9 острых зубцов · Клиническая роль: надежный захват плотной дермы и фиброзной фасции · Цена (USD): \$39.00
1	Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: стандартная транспортная упаковка · Клиническая роль: — · Цена (USD): Включено

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Miller Rake — это специализированный ручной инструмент для дерматологической и пластической хирургии, разработанный для обеспечения широкого, нескользящего поднятия кожных лоскутов и обнажения подкожных тканей. Благодаря широкой рабочей части с 9 зубцами, этот инструмент позволяет хирургам прикладывать равномерную мануальную контртракцию в кожных и подкожных слоях, не вызывая очаговых разрывов дермы или ишемии краев раны.

Данная конфигурация ретрактора Miller Rake выполнена в стандартном размере для оптимальной эргономики: общая длина инструмента составляет 5 ¼ дюйма (13.3 см) при ширине рабочей части 15.0 мм (\$39). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса и доступен с двумя типами профилей зубцов: тупыми — для безопасной и

атравматичной манипуляции тканями, или острыми — для надежного захвата плотных фиброзных слоев. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает неутомительный контроль для ассистента.

Ретрактор Miller Rake от Retractor Maker имеет антибликовое сатиновое покрытие и рассчитан на многократные циклы больничной стерилизации, обеспечивая центрам эстетической и реконструктивной хирургии по всему миру исключительную долговечность, коррозионную стойкость и надежность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest