



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Wiltse-Gelpi самодержущий

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Wiltse-Gelpi самодержащий

SKU RM-WGSRR-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
28.0 cm Конструкция — Изогнутые наружу бранши, острые зубцы, кремальера	RM-WGSRR-1-1	\$99
30.5 cm модель — бранши с изгибом наружу, острые концы, кремальера	RM-WGSRR-1-2	\$109

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Wiltse-Gelpi самодержащий — это специализированный ортопедический и нейрохирургический инструмент, разработанный специально для глубокой статической ретракции мышц при параспинальных и заднебоковых доступах к позвоночнику (доступ по Wiltse). Глубокие, изогнутые наружу бранши надежно фиксируются в слоях многораздельных и длиннейших мышц спины, обеспечивая широкий и стабильный операционный коридор к фасеточным суставам и поперечным отросткам.

Инструмент серии Wiltse-Gelpi обладает исключительной структурной прочностью и выдерживает частые циклы автоклавирования. Модель представлена в двух вариантах общей длины: 28 cm layout configuration (\$99) для стандартных поясничных доступов у взрослых и удлиненная 30.5 cm layout configuration (\$109) для глубоких доступов или бариатрической хирургии. Изготовленные вручную из высококачественной немецкой хирургической стали, рабочие кончики имеют изогнутый наружу профиль с острыми наконечниками для точного разделения тканей и фиксации без риска соскальзывания. Многопозиционный реечный замок надежно удерживает заданное положение при декортикации и установке педикулярных винтов.

Благодаря антибликовому сатиновому покрытию, Retractor Maker производит ранорасширители Wiltse-Gelpi, способные выдерживать значительные механические нагрузки, обеспечивая спинальным центрам, отделениям нейрохирургии и травматологии по всему миру долговечность, коррозионную стойкость и полную клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest