



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Volkmann Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Volkmann Retractor

SKU RM-VR-SERIES-1

\$64 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
2 зубца (тупые / острые) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 зубца (тупые / острые) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 зубца (Тупые / Острые) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 Зубцов (Тупые / Острые) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 зубцов (Тупые / Острые) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Volkmann Retractor — это всемирно признанный зубчатый хирургический ретрактор, специально разработанный для надежной и нескользящей элевации кожных лоскутов и смещения мягких тканей в общей, пластической и ортопедической хирургии. Благодаря изогнутым зубцам, этот инструмент позволяет ассистентам применять равномерную ручную контртракцию в кожных и подкожных слоях, не вызывая локальных разрывов тканей или ишемии краев раны.

Линейка Volkmann Retractor рассчитана на многократные циклы автоклавирования без потери эксплуатационных свойств и отличается исключительной вариативностью размеров. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса и представлен в двух вариантах длины: 11.5 см для работы в ограниченном поле и 22.0 см для глубокого

хирургического доступа. Хирурги могут выбрать одну из пяти конфигураций зубцов: 2 (\$64), 3 (\$69), 4 (\$74), 6 (\$79) или 8 (\$84). Доступны тупые зубцы (Blunt) для деликатных манипуляций и острые зубцы (Sharp) для максимально надежного удержания плотных фасций. Ширина рабочей части варьируется от 8 mm до 42 mm (включая 8, 10, 11, 13, 18, 19, 28 и 42 mm).

Retractor Maker производит Volkmann Retractor с антибликовым сатинированным покрытием в соответствии со строгими клиническими стандартами. Это обеспечивает операционным блокам и клиникам реконструктивной хирургии по всему миру исключительную жесткость конструкции, устойчивость к коррозии и долговечность при стерилизации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest