



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Turner-Warwick Urologie-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Turner-Warwick Urologie-Retraktor

SKU RM-TWUR-549-1

\$549 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender kreisförmiger Basisrahmen	Starrer 180 mm x 140 mm Ringrahmen für 360-Grad-Sichtbarkeit
6	Verstellbare Krallenblätter mit gebogenen Doppelspitzen	13 mm x 14 mm multidirektionale Retraktionsblätter für fibröses Gewebe
6	Schnellschiebe-Arretierstifte	Geschlitzte manuelle Verschlüsse zur sicheren Fixierung der Gewebespannung
2	Ergonomische Retraktor-Greifarme	Leichte, strukturierte Griffrahmen mit glatt geschmiedeten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Turner-Warwick Urologie-Retraktor ist ein international anerkanntes, selbsthaltendes urologisch-chirurgisches Retraktorsystem, das speziell für die umfassende, multidirektionale Weichteil- und Wundrandverdrängung bei offenen urologischen Eingriffen im Becken, an der Blase und bei rekonstruktiven Verfahren entwickelt wurde. Dank seines anatomischen Ring-Chassis ermöglicht dieses System urologischen Chirurgen die zirkuläre Positionierung mehrerer Krallenblätter, um die Bauchwand, die Rektusmuskulatur und die Beckenfazie unter kontinuierlicher mechanischer Spannung offen zu halten, ohne dass eine manuelle Unterstützung durch einen Assistenten erforderlich ist.

Dieses nach klinischen Spezifikationen gefertigte Turner-Warwick Urologie-Retraktor-Komplettset (\$549) verfügt über einen starren, selbsthaltenden kreisförmigen Basisrahmen mit einer Außenabmessung von 180 mm x 140 mm, der eine 360-Grad-Sicht im urologischen Feld ermöglicht. Das aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316

Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte System umfasst 6 verstellbare Krallenblätter mit gebogenen Doppelspitzen (13 mm × 14 mm am Arbeitsende), die speziell dafür konzipiert sind, fibröse Gewebescheiden und Faszien ohne Verrutschen sicher zu fixieren. Die 6 Schnellschiebe-Arretierstifte verfügen über geschlitzte manuelle Verschlüsse, die die Gewebespannung sicher fixieren, während ergonomische Griffrahmen mit glatten Kanten ein Einreißen von Weichgewebe verhindern.

Der von Retractor Maker mit einem blendfreien, satinierten Mattfinish geschmiedete Turner-Warwick Urologie-Retraktor ist so konzipiert, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet urologischen Operationssälen, Abteilungen für rekonstruktive Beckenchirurgie und chirurgischen Zentren weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest