



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Harvey Jackson Self Retaining Retractor (開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Harvey Jackson Self Retaining Retractor (開創器)

SKU RM-HJSRR-1

\$229 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	全長28 cm、45 × 32 mmジョー、3×3鋭利爪 — 1本	\$229
保護スリーブ/外箱	個別輸送用パッケージ — 1個	\$229

製品詳細

Harvey Jackson Self Retaining Retractorは、脊椎、整形外科、および骨盤の手術において、軟部組織や筋肉を強力かつハンズフリーで牽引するために設計された堅牢な開創器です。強固なメカニカルフレームにより、厚い筋肉層においても安定した術野展開を維持し、広範囲の除圧術などにおける介助者の負担を軽減します。

深部腔内での最適な術野確保を目的に設計された本モデルは、全長28 cm（\$229）で、ジョー部分は深さ45 mm、幅32 mmの仕様となっています。3×3の鋭利な外弯爪が強靱な筋膜や筋肉に確実に噛み合い、固定されます。統合されたマルチポジション・ラチェットロック機構により、設定した牽引圧を自動的に維持し、長時間の術中における偶発的な滑脱を防ぎます。

高品質な医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のHarvey Jackson Self Retaining Retractorは、強い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐える耐久性を備えています。世界中の脊椎外科、整形外科、脳神経外科の手術室において、優れた安定性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest