



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Vascular Lobster System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Vascular Lobster System

SKU RM-VLS-1

\$2,699 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	$\frac{3}{4}'' \times 2''$
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	$3\frac{1}{2}'' \times 2''$
1	Lobster Fence Swivel Retractor	$4'' \times 6''$
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	$2'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	$2'' \times 6''$
2	Lobster Renal Swivel Retractor	$1'' \times 6''$
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	$\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	$2'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	$3'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	$2'' \times 5''$

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Sterilization Box	—

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Vascular Lobster System est un écarteur chirurgical adaptable fixé sur table, conçu pour fournir une exposition fiable et mains libres lors d'interventions vasculaires ouvertes à haut risque. Fixée rigidement au rail de la table d'opération via un montant vertical et une pince de montage, cette plateforme autostatique élimine la fatigue chirurgicale et empêche les déplacements accidentels des valves à proximité des gros vaisseaux fragiles.

Configuré spécifiquement pour l'accès vasculaire périphérique et l'aorte abdominale, le Vascular Lobster System comprend un cadre structurel Lobster à profil bas et huit pinces d'écartement à verrouillage rapide. Le complément de 10 valves pivotantes offre une force de maintien ciblée, incluant des écarteurs de veine rénale étroits, des valves splanchniques viscérales profondes (jusqu'à 6"), des valves protectrices « Fence », ainsi que des modèles Deaver, Harrington Sweetheart, Mayo et des bandes malléables perforées qui épousent les parois vasculaires sans provoquer de cisaillement.

Chaque composant est fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). Retractor Maker livre le Vascular Lobster System non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de stérilisation sur mesure, offrant une durabilité de qualité hospitalière et une traçabilité complète pour les chaînes d'approvisionnement chirurgicales.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest