



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lateraler, nicht leitender Vaginal-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lateraler, nicht leitender Vagina I-Retraktor

SKU RM-LNCVR-63-1

\$69 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Offenes Schaftprofil	Blattbreite: 6.3 cm · Klinische Hauptrolle: Erhöhte intraoperative Instrumentenfreiheit bei LEEP/LLETZ · Preis (USD): \$69.00
1	Geschlossenes verlängertes Schaftprofil	Blattbreite: 6.3 cm · Klinische Hauptrolle: Optimierte laterale Verdrängung der Vaginalschleimhaut und Laserablation · Preis (USD): \$69.00
1	Schutzhülle / Box	Blattbreite: Standard-Transportverpackung · Klinische Hauptrolle: — · Preis (USD): Inklusive

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Laterale nicht leitende Vaginal-Retraktor ist ein spezialisiertes chirurgisches Instrument für die Gynäkologie, das gezielt für die sichere Retraktion der lateralen Vaginalwand während der Schlingenexzision (LEEP) und Laserablationschirurgie entwickelt wurde. Beschichtet mit einer hochintegrierten, nicht leitenden dielektrischen Polymerschicht, verhindert dieses Instrument, dass elektrische Streuströme und Wärmeübertragung das empfindliche kollaterale Vaginalgewebe schädigen.

Dieses Modell des Lateralen nicht leitenden Vaginal-Retraktors ist in einer Standardkonfiguration mit einer Blattbreite von 6.3 cm (\$69) ausgeführt. Chirurgen können das Instrument individuell anpassen, indem sie zwischen offenen Schäften für eine erweiterte Manövrierbarkeit der Instrumente oder geschlossenen, verlängerten Schaftprofilen für ein optimiertes Einführen wählen. Das Oberflächenprofil kombiniert hochglanzpolierte Griffflächen mit einer speziellen isolierten Arbeitsschicht, die hochfrequentem elektrochirurgischem Schneiden und Koagulieren ohne Qualitätsverlust standhält.

Handgefertigt aus hochwertigem, rostfreiem deutschen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in Chirurgenqualität mit einem reflexionsfreien Satin-Finish an den exponierten Metallteilen, fertigt Retractor Maker den Lateralen nicht leitenden Vaginal-Retraktor nach strengen klinischen Toleranzen. Dies gewährleistet außergewöhnliche Verfahrenshygiene, hohen dielektrischen Widerstand und vollständige Autoklavierbarkeit für Operationssäle und Frauenkliniken weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest