



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Senn Forward

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Senn Forward

SKU RM-SFR-625-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Senn Forward	Longueur 6.25" (15.87 cm), pointe avant à dents peu profondes, manche plat	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Senn Forward est un instrument chirurgical manuel innovant conçu spécifiquement pour assurer une rétraction sûre et antidérapante des berges de plaies superficielles et le déplacement des tissus mous lors d'interventions de chirurgie plastique, de la main et générale. Conçu avec une lame inclinée anatomiquement vers l'avant, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de saisir proprement les plans tissulaires fibreux, maintenant les mains de l'assistant hors du champ opératoire du chirurgien.

Doté d'une surface inerte pour protéger contre la dégradation environnementale, cette configuration de l'écarteur Senn Forward présente une longueur totale d'instrument de 6.25 inches (15.87 cm, \$49). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de la partie travaillante présente une pointe avant spécialisée munie de dents peu profondes pour un contrôle tissulaire hautement efficace et sans glissement sur les bordures dermiques denses et les fascias sans causer de lésions par écrasement. La conception à extrémité unique est intégrée dans un châssis de manche ergonomique lisse qui offre aux assistants opératoires un levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Senn Forward pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de chirurgie ambulatoire, aux cliniques de chirurgie plastique et aux services de traumatologie du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest