



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Separador Hoyos Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema Separador Hoyos Retractor System

SKU RM-HRS-1

\$1,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Hoyos Distal Retractor Short	Opción de valva de retracción distal corta para acceso cercano a las incisiones
1	Hoyos Distal Retractor Long	Opción de valva de retracción distal larga para un alcance tisular más profundo
1	Hoyos Proximal Retractor Long	Componente de valva de retracción proximal larga para elevación de límites proximales
1	Remora Retractor	Valva de tracción especializada diseñada para reducir el deslizamiento
1	Interlocking Support Rod	Conecta los brazos del separador a la estructura principal superior
1	Table Clamp for Hoyos Retractor System	Ancla el poste vertical al riel de la mesa de operaciones
1	Hoyos Horizontal Extension Bar	Extiende la estructura horizontalmente sobre el campo quirúrgico
1	Hoyos Vertical Post	Columna vertical primaria que soporta el marco de montaje

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Hoyos Retractor System es una plataforma de separación quirúrgica de montaje en mesa de primer nivel, diseñada para cumplir con los exigentes requisitos de exposición de tejidos blandos en cirugía plástica estética y reconstructiva avanzada. Al fijarse rígidamente al riel lateral de la mesa de operaciones, este sistema elimina la fatiga por retracción manual, lo que permite a los equipos quirúrgicos mantener una elevación de colgajo tisular simétrica y continua durante operaciones extensas de abdomen y contorno corporal.

Diseñado específicamente para procedimientos estéticos modernos, el Hoyos Retractor System cuenta con una estructura modular de 8 piezas que comprende una mordaza de mesa, un poste de soporte vertical, una barra de extensión horizontal y una varilla de soporte entrelazada. El surtido de separadores incluye un separador distal corto, un separador distal largo, un separador proximal largo y la valva especializada antideslizante Remora, diseñada para mantener un agarre seguro en el tejido adiposo subcutáneo y los planos fasciales sin causar necrosis tisular.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico y aleaciones metálicas de alta resistencia con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker suministra el Hoyos Retractor System completo en condiciones no estériles y totalmente autoclavable dentro de un contenedor de esterilización de aluminio de alta resistencia, garantizando una rotación rápida y la máxima precisión procedimental.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest