



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur du Grand Trochanter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur du Grand Trochanter

SKU RM-GTR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur du Grand Trochanter	Longueur 14.875" (37.8 cm), lame 25 mm de large × 1.5" de profondeur — 1	\$49
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur du Grand Trochanter est un écarteur chirurgical orthopédique robuste, spécifiquement conçu pour fournir un levier osseux fiable et un déplacement des tissus mous autour du fémur proximal et de l'articulation de la hanche lors d'une arthroplastie totale de hanche. Conçu pour s'accrocher sur la crête trochantérienne latérale, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'écarter les muscles moyen fessier, petit fessier et vaste latéral du champ opératoire sans déchirer les insertions tendineuses.

Construit pour une exposition ciblée de la zone du grand trochanter, cette configuration de l'Écarteur du Grand Trochanter présente une longueur totale étendue de 14.875 inches (37.8 cm, \$49) qui maintient les mains de l'assistant bien à l'extérieur du couloir chirurgical. L'extrémité active intègre une lame de 25 mm de large avec une profondeur de 1.5-inch (3.8 cm), spécifiquement profilée pour s'appuyer solidement sur les marges osseuses trochantériennes sans glisser. Son manche ergonomique maximise le contrôle de la prise et minimise la fatigue manuelle de l'utilisateur lors des reconstructions articulaires prolongées.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker produit l'Écarteur du Grand Trochanter pour résister à des couples orthopédiques élevés et à des cycles d'autoclave répétés, offrant aux équipes d'arthroplastie de la hanche et de reconstruction traumatologique une durabilité et des performances cliniques inébranlables.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest