



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Greenberg Simplicity Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Greenberg Simplicity Retractor

SKU RM-GSR-1

\$2,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Greenberg Primary Bar	6" (15 cm) — starre Einpunkt-Verankerung am Schädelklemmenpfosten
1	Greenberg Floating Secondary Bar	12" (30 cm) — fokussierte Sekundärschiene zur Montage von Gelenkarmen
4	Greenberg Long Retractor Arms	9.5" (24 cm) — Mehrachsen-Gelenkarme für präzisen Valvenhalt
1	Greenberg Hand Rest	10" (25 cm) — verstellbare Unterarmstützplattform
1	Greenberg Pattie Tray	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) — Montage am Rahmen zur Ablage von Watteplatten und Instrumenten
1	Kompakte Sterilisationsbox	Maßgefertigtes Layout — kompakter, perforierter Organizer und Sterilisationsbehälter
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x ¼" x ¾" — extrabreite Valve für umfassenden kortikalen Schutz
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 5/32" x 5/8" — mittelbreite Valve für die lobäre Retraktion
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 1/8" x 1/2" — Standard-Valve für tiefen interhemisphärischen Zugang
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 3/32" x 3/8" — fein konisch zulaufende Valve für enge zisternale Wege

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" × 1/16" × 1/4" — Mikro-Valve für die filigrane Nerven- und Gefäßseparation

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Greenberg Simplicity Retractor ist ein schlankes, platzsparendes neurochirurgisches Retraktionssystem, das für ein schnelles Setup und ungehinderten Zugang bei gezielten kranialen Eingriffen entwickelt wurde. Ideal für Operationen, die eine minimale Hardware-Belegung um das Operationsfeld erfordern, bietet dieses System kompromisslose Haltekraft bei gleichzeitig geringem Gewicht und kompakter Grundfläche.

Optimiert für kleine Kraniotomien und fokussierte Zugänge, kombiniert das Greenberg Simplicity Retractor einen 6-inch primären Verankerungsstab, einen 12-inch schwimmenden sekundären Stab, vier 9.5-inch Mehrachsen-Gelenkarme und eine 10-inch ergonomische Handauflage. Das Set enthält eine am Rahmen montierbare Watteplattenschale sowie fünf doppelendige, biegsame konische Retraktorvalven (von 1.6 mm Mikro-Spitzen bis zu 19 mm breiten Valven), um präzise kortikale und tiefe zisternale Halteanforderungen zu erfüllen.

Hergestellt vollständig aus nicht-magnetischem, medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker das Greenberg Simplicity Retractor unsteril und voll autoklavierbar in einer maßgefertigten, kompakten perforierten Sterilisationsbox, die für wiederholte OP-Zyklen ausgelegt ist.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest